

Crioterapia:

- R.I.C.E. (Rest, Ice, Compression, Elevation) è un protocollo da sempre utilizzato per trattare lesioni acute e croniche o nella riabilitazione post operatoria.
- La crioterapia riduce dolore e spasmi e il gonfiore, limitando il versamento e riducendo gli edemi.
- La Zamar Terapia è in grado di combinare la compressione e il raffreddamento della parte interessata attraverso specifiche fasce termiche, con un preciso controllo della temperatura, fino a -5°C, e dei cicli (caldo/freddo/compressione e tempo). Il risultato finale è una importante riduzione del gonfiore e del dolore fin dalla prima seduta e un forte accelerazione del recupero del paziente.
- La Zamar Terapia viene utilizzata in molti centri fisioterapici in Europa sia in ambito riabilitativo, ospedaliero che sportivo. La Clinica Mobile del Dott. Claudio Marcello Costa utilizza gli apparati Zamar per i piloti del mondiale Moto GP e Superbike realizzando protocolli specifici per il recupero da traumi e distorsioni. Importanti squadre di calcio di serie A, della Premier Ligue e la maggior parte delle nazionali di calcio dei Mondiali in Sud Africa lo stanno utilizzando.

Termoterapia:

- La terapia con il caldo è una terapia che può avere molteplici applicazioni su lesioni in cui è terminata la fase acuta dell'infiammazione. L'applicazione del caldo è indicata sugli edemi da stasi venosa e linfatica, inoltre velocizza la guarigione dei tessuti in caso di contusioni, distorsioni, borsiti, strappi e stiramenti muscolari, tendinei e legamentosi. L'applicazione del calore allevia spasmi casuati da affaticamento muscolare favorendo l'eliminazione dell'acido lattico.
- **Effetti emodinamico** – favorisce l'eliminazione delle scorie, incrementa l'ossigenazione e garantisce l'apporto di sostanze nutrienti
- **Effetto metabolico** – accelera le reazioni biochimiche dell'organismo e aumenta l'apporto di ossigeno ai tessuti
- **Effetto analgesico e miorelassante**
- **Aumento delle proprietà viscoelastiche dei tessuti** – il calore aumenta l'elasticità tessutale, in particolare a livello di capsule, tendini, muscoli e in tutte quelle strutture in cui sono presenti fibre collagene.
- La Zamar Therapy prevede l'applicazione di temperature dai 30°C ai 45°C sulla parte da trattare.

consigliato da

- Dottor Claudio Marcello Costa - Clinica Mobile nel Mondo
- Utilizzato dai piloti della Moto GP e Superbike



Zamar per lo Sport

- **Mondiali di Calcio in SudAfrica**
Oltre 20 macchine ZAMAR sono state utilizzate dallo staff medico delle squadre partecipanti.
- **Squadre di Calcio in Italia di serie A e B.**
- **Squadre di Calcio estere di Premier League, Liga e Ligue 1**
- **Squadre di Rugby, Volley ed Atletica**



richiedi oggi stesso la visita di un informatore Zamar per una dimostrazione personalizzata del nuovo metodo Zamar Therapy



Zanotti Medical Research

www.zamar.it

ZAMAR S.r.l. Strada Nazionale della Cisa Km 162, 34/A - 46029 Suzzara (MN) - Italy
Tel. 00 39 0376 522158 - Fax. 00 39 0376 509454 - info@zamar.it



ZAMAR srl è un'azienda certificata
ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 - 2004

00EP209 REV.00 - 10.2010

get back, faster.




Zamar Therapy

La gestione dinamica della temperatura.

I vantaggi della Zamar Therapy

- Se state recuperando da un infortunio o dopo un'operazione, Zamar gioca un ruolo importante per un recupero veloce
- Zamar Therapy è un metodo terapeutico semplice, non invasivo e non aggressivo per il recupero dai traumi
- Termoterapia e Crioterapia – utilizzando la stessa macchina, le stesse fasce e senza muovere il paziente
- Mirato e Selettivo – attraverso le fasce anatomiche viene trattata con precisione solo la parte desiderata
- Temperatura costante e cicli programmabili la temperatura può essere impostata da -5° a +45°, alternando i cicli freddo - caldo e la funzione di compressione
- Funzione Massaggio – programmando la pressione interna delle fasce termiche si attiva un massaggio linfodrenante sulla parte trattata
- Freddo - Caldo sempre a disposizione in pochi minuti, senza bisogno di aggiungere ghiaccio

Riduzione fino al 60% dei tempi di recupero



2 modelli, massima versatilità.

CLINIC la soluzione più completa

COMPACT la soluzione portatile



CLINIC

- Realizzato per Ospedali, Centri Riabilitazione e Cliniche
- Applicazione freddo (-5°) e caldo (+45°)
- Possibilità di selezionare durata, ciclo caldo freddo, funzione massaggio drenante

Particolarmente indicato per la "Riabilitazione" progettata e costruita per le esigenze complesse di cliniche e ospedali.

- Pannello di comando ergonomico;
- Grande mobilità grazie alle ruote scorrevoli e silenziate;
- Possibilità di 4 trattamenti contemporaneamente, con tubi speciali;
- Possibilità di freddo fino a -5 °C con possibile gestione di tutte le fasce termiche.

COMPACT

- Portatile e facile da gestire
- Realizzato per Centri di Riabilitazione e Centri Sportivi
- Disponibile per il noleggio presso le farmacie
- Applicazione freddo (0°) e caldo (+40°)
- Possibilità di selezionare durata, ciclo caldo freddo, funzione massaggio drenante

Unisce alla compattezza e alla estrema semplicità di utilizzo un'interessante operatività che consente il trattamento contemporaneo di due pazienti. Trasportabile grazie al pratico "borsoni" su ruote, ha una potenza operativa che consente l'utilizzo di tutte le fasce fino a 0°C. Può essere fornita anche con il carrello ZAMAR a più ripiani utilissimo per l'appoggio di tubi e fasce. Concepita per l'utilizzo continuativo in ambulatori, centri di riabilitazione e palestre.

una fascia per ogni esigenza.

- Per il trasferimento del freddo/caldo, vengono utilizzate apposite tubazioni e fasce termiche in tessuto isolato esternamente dotate di pratiche chiusure con velcro.
- Le fasce anatomiche si mantengono morbide in tutte le condizioni, facilmente adattabili alla parte da trattare.
- Il sistema Zamar Therapy prevede una gamma completa di fasce termiche specifiche per le diverse parti del corpo



alcuni esempi di traumi trattati con la Zamar Therapy

- trauma distorsivo della caviglia e ginocchio
- contusioni
- stiramento muscolare
- lussazione e sub lussazione della spalla
- contratture e lesioni muscolari e tendinee
- infiammazioni e tumefazioni da stress e affaticamento
- ristagni di acido lattico
- ematomi e travasi da contusioni, traumi e lacerazioni tissutali
- insufficienza venosa
- trattamenti post operatori (i.e chirurgia estetica, interventi sui legamenti etc)
- trattamenti dopo interventi di rinoplastica, operazioni chirurgiche al seno, liposuzione e mesoterapia.

i prodotti Clinic e Compact sono elettromedicali Classe IIa • PATENT PENDING n° 0342564681